

MAGNUM XL PRO

MAGNETOTERAPIA

46 PROGRAMMI

32 Salute-Rehab - 14 Estetica-Fitness

- **POTENZA GAUSS:** 500 Gauss di Picco (250 x 2 canali); 200 Gauss Medi (100 x 2 canali); potenza regolabile con step di 5
- **DISPLAY:** un ampio e **RETROILLUMINATO** display grafico permette la visualizzazione di tutti i parametri e la facilità dei comandi rende l'apparecchio completo e facile da utilizzare
- **TIPO DI TERAPIA:** apparecchio per magnetoterapia a campi magnetici pulsati a bassa frequenza
- **SOLENOIDE DI NUOVA GENERAZIONE:** possibilità di trattare le patologie in modalità profonda o in superficie grazie al suo speciale solenoide nato dalla ricerca Globus con la collaborazione dei più importanti studi di fisioterapia. Permette inoltre sia il trattamento di superfici estese come la schiena, che di superfici piccole come un polso
- **46 PROGRAMMI PREIMPOSTATI**
- **10 PROGRAMMI MEMORIZZABILI**
- **CANALI DI USCITA:** 2 canali
- **FREQUENZA REGOLABILE:** da 5 a 200 Hz
- **ALIMENTAZIONE:** rete 220V
- **DIFFUSORI in dotazione:** 2 in tessuto, dimensione circa 30 x 10 cm. Tale speciale diffusore, brevettato, permette sia la sovrapposizione che l'opposizione di campo elettromagnetico
- **DIFFUSORI opzionali:** in gomma, sanitizzabile, dimensione 12,5 x 11,5 cm



CE
0476

CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali: 2 CANALI indipendenti
Intensità erogabile: 500 Gauss di picco totali; 100 Gauss di media per canale
Frequenza regolabile: 5-200 Hz step di 5
DutyCycle: 5-100% step di 5
Alimentazione: rete a 220V
Display RETROILLUMINATO grafico di grandi dimensioni e sistema di navigazione EASY-PRO con tastiera joypad
Dispositivo in Classe II A
Conforme alla direttiva 93/42/CEE-2007/47/CEE

DOTAZIONE

1 borsa
2 diffusori Morbidi Flessibili ed Estensibili
1 unità magnetoterapia Magnum XL pro
1 alimentatore
1 manuale d'uso

MAGNUM XL PRO

Elenco programmi

SALUTE-REHAB

Fratture
Fratture Spalla
Fratture Clavicola
Fratture Collo Femore
Fratture Avambraccio
Fratture Bacino
Fratture Tibia
Frattura Polso
Frattura Scafoide
Cuffie Rotatori
Tunnel Carpale
Osteoartrite Ginocchio
Osteoartrite Cervicale
Osteoartrite Mano
Osteoartrite Anca
Osteoartrite Spalla
Osteoartrite Colonna
Dolore Schiena
Artrosi
Protesi Anca
Ritardo Consolidamento fratture
Osteoporosi
Post LCA
Pulizia Cartilagine
Post Protesi Ginocchio
Epitrocleite
Epicondilite
Tendiniti
Edemi
Dolori articolari
Distorsione caviglia
Artrite

ESTETICA-FITNESS

Drenaggio Addome
Drenaggio Arti Superiori
Drenaggio Cosce Glutei e Fianchi
Cellulite Addome
Cellulite Arti Superiori
Cellulite Cosce Glutei e Fianchi
Stati Edematosi
Gonfiore Gambe
Trattamento Riattivante
Rigenerazione Tessutale
Acne
Cicatrici
Rughe Facciali
Smagliature