

ACTIVA 700



Per la cura del corpo, della propria bellezza e per il benessere.

Ideale per sportivi esigenti.

271 Programmi

13 Viso-Pelle G-Pulse © – 60 Bellezza – 58 Fitness – 53 Sport
 21 Sport Speciali – 12 Tens – 3 Rehab – 3 Incontinenza
 12 Microcorrenti – 36 Serial Sequential Stimulation "3S"

TECNOLOGIE D'AVANGUARDIA NELLA NUOVA GAMMA 2013

Globus presenta una tecnologia innovativa destinata a rivoluzionare l'utilizzo dell'elettrostimolazione in ambito estetico, sportivo e medicale: la tecnologia **3S (Serial Sequential Stimulation)**.

NEW!

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION "3S": La contrazione sequenziale dei diversi settori muscolari produce un'onda pressoria profonda nella muscolatura interessata che determina il drenaggio dei liquidi interstiziali e favorisce il ritorno del sangue venoso al cuore.

TRATTAMENTI PELLE-VISO: ACTIVA 700 presenta le nuove ed innovative correnti "rigenerative" **G-PULSE**, proposte per applicazioni di Estetica e Bellezza e in grado di rigenerare la produzione di collagene nei tessuti.

MANIPOLO G-TRODE: ACTIVA 700 è dotato di uno speciale manipolo che permette, con l'utilizzo dei programmi G-PULSE, di ottenere una più efficace stimolazione della pelle.

NUOVA VALIGETTA MODA: ACTIVA 700 viene fornito in una pratica e moderna valigetta in alluminio e ecopelle che ne agevola il trasporto permettendoti di essere sempre alla moda.

AREA VISO & SENO: ACTIVA 700 è dotato di un set completo di programmi per la tonificazione dei muscoli facciali e del seno

SPORT SPECIALI: una lista di programmi speciali per stimolare in maniera efficace e specifica le aree muscolari delle più comuni attività sportive.

MULTI-USER: possibilità di memorizzare fino a 10 utenti diversi e di creare una libreria di programmi personalizzati in funzione degli obiettivi individuali.

MODO AUTOMATICO (AUTO STIM®): consente di eseguire un programma in modo automatico senza dover intervenire manualmente sulla regolazione dell'intensità.

SYNCROSTIM: agendo su un unico tasto è possibile aumentare l'intensità dei 4 canali simultaneamente.

FUNZIONE RUN TIME: questa funzione permette di modificare il tempo, la frequenza e l'ampiezza dell'impulso durante il trattamento.

PROGRAMMABILE: 10 memorie libere, solo EMS e TENS.

FUNZIONE 2+2: possibilità di eseguire due programmi diversi contemporaneamente.

PREFERITI: possibilità di memorizzare fino a 15 programmi per utente

LAST 10: memorizza gli ultimi 10 programmi eseguiti

WORK TIME: Indica il tempo totale di utilizzo dell'apparecchio

MY TRAINER: visualizza sul display il posizionamento degli elettrodi

STIM LOCK



CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali: 4 CANALI indipendenti
 Frequenza: 0,3 – 150 Hz - Potenza: 120 mA per canale
 Ampiezza d'impulso: 40 – 450 µs
 Forma d'onda: Onda quadra, bifasica, simmetrica, compensata
 Alimentazione: a batteria ricaricabile
 Display retroilluminato
 Dispositivo in Classe II A
 Conforme alla direttiva 93/42/CEE-2007/47/CEE

DOTAZIONE

1 valigetta
 1 stimolatore Activa 700
 1 manipolo G-Trode
 4 cavi elettrostimolazione e 2 cavi microcorrente
 4 elettrodi autoadesivi quadrati, 4 rettangolari
 1 confezione Gel
 1 caricabatterie
 1 manuale operativo

ACTIVA 700

Elenco programmi

Fitness

Rassodamento
Rassodamento Bio-Pulse
Modellamento
Modellamento Bio-Pulse
Tonificazione
Aumento massa
Body sculpting
Definizione
Jogging
Fitness anaerobico
Fitness aerobico
Prevenzione crampi

Bellezza

Drenaggio
Drenaggio Bio-Pulse
Lipolisi
Massaggio relax Bio-Pulse
Massaggio tonificante
Massaggio energetico
Massaggio connettivale
Braccia gonfie
Capillarizzazione viso
Definizione
Linea
Miglioramento tono pelle
Drenaggio post-parto
Lipolisi post-parto
Rassodamento post-parto
Rassodamento seno
Modellamento seno

Sport

Capillarizzazione
Riscaldamento
Riscaldamento pre-gara
Recupero attivo
Forza massimale
Forza resistente
Forza esplosiva
Reattività
Recupero post-gara
Ipertrifia

Rehab

Atrofia quadricipite (con protesi ginocchio)
Recupero post Intervento LCA
Prevenzione sublussazione spalla

Dolore-Tens

Tens antalgica convenzionale
Dolori mestruali
Tens Antalgica modulata
Dolore ginocchio
Tens Endorfinica
Dolore cronico
Dolore alla spalla (sindrome scapolo omerale)
Dolore muscolare
Lombalgia cronica
Cervicali
Borsiti-tendiniti
Osteoartrite

G-Pulse

Microlifting seno
Microlifting décollete
Microlifting viso
Elasticità pelle
Inestetismi cellulite
Collagene BioSkin
Rughe
Rughe occhi
Rughe espressione
Smagliature
Rinforzo unghie
Bio peeling
Ematoma

Sport speciali

Running
Sci
Golf

Serial Sequential Stimulation "3s"

La lista dei programmi "3S" comprende 36 combinazioni di parametri

Area	Nome	Hz	Tempo di rit.
Arti Sup.	SerSeqStim 0,5 sec	30	0,5
	SerSeqStim 1 sec		1
Arti Inf.	SerSeqStim 2 sec	50	2
	SerSeqStim 3 sec		3
Tronco	SerSeqStim 4 sec		4
	SerSeqStim serial		11
Totale	36 Programmi		

I programmi di "3S" si caratterizzano per un ritardo di attivazione dei canali 3 e 4 rispetto ai canali 1 e 2. La Serial Sequential Stimulation permette di stimolare la muscolatura in catena cinetica grazie a tempi di attivazione differenti dei distretti muscolari interessati.

Per "tempo di ritardo" si intendono i secondi di ritardo con cui parte l'impulso successivo.

Microcorrenti

Epicondilitis
Periartrite scapolo-omerale
Contusione
Sciatalgia
Lombalgia
Dolore acuto
Dolore articolare
Torcicollo
Colpo di frusta
Distorsione spalla
Distorsione ginocchio
Infiammazione tendinea

Incontinenza

Incontinenza mista
Incontinenza da stress
Incontinenza URGE