ULTRASOUNDVET 4000

ULTRASUONOTERAPIA

LA TERAPIA CON ULTRASOUNDVET 4000 È EFFICACE NEL TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE TENDINEE, MUSCOLARI E LEGAMENTOSE DEL CANE, DEL GATTO E DEL CAVALLO. È ALTRESÌ UTILIZZATA IN PRESENZA DI ADERENZE CICATRIZIALI E RIGIDITÀ ARTICOLARE. QUESTA TERAPIA FISICA STRUMENTALE FORNISCE UNA STIMOLAZIONE MECCANICA TERMICA E ATERMICA PER FAVORIRE LA GUARIGIONE DEI TESSUTI DANNEGGIATI DEI MUSCOLI, TENDINI, CAPSULE ARTICOLARI, LEGAMENTI E OSSA.

PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO E CAVALLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display

Dimensione 2.6", retroilluminato

Uscite

1 con manipolo di Ø mm 42

Frequenza

1MHz e 3MHz

Potenza

3W/cm², ±20%

Duty Cycle

Da 10% a 100% a step di 10%

Emissione

Continua e pulsata

Modalià

A contatto diretto e a immersione

Alimentazione

- Rete
- Pacco batteria (opzionale)

Dimensioni

mm 170x220x60


Peso

gr 1370

GLOBUS GLOBUS ULTRASOUNDVet 4000

DOTAZIONE DI SERIE

- · 1 Borsa
- · 1 Dispositivo ULTRASOUNDVET 4000
- · 1 Manipolo Ø mm 42 IP 68
- · 1 Confezione di gel da 260 ml
- · 1 Alimentatore
- · 1 Manuale operativo







PROGRAMMABILE



ALIMENTAZIONE A RETE

ULTRASOUNDVET 4000

UTRASUONOTERAPIA

ELENCO PROGRAMMI

CANE	GATTO	CAVALLO
Osteoartrite cronica	Osteoartrite cronica	Osteoartrite cronica
Osteoartrite riacutizzata	Osteoartrite riacutizzata	Osteoartrite riacutizzata
Tendinite superficiale Fase 1	Aderenze cicatriziali	Tendinite superficiale Fase 1
Tendinite superficiale Fase 2	Contratture muscolari	Tendinite superficiale Fase 2
Tendinite profonda Fase 1	_	Tendinite profonda Fase 1
Tendinite profonda Fase 2	_	Tendinite profonda Fase 2
Borsite	_	Borsite
Aderenze cicatriziali	_	Aderenze cicatriziali
Contratture muscolari	_	Contratture muscolari



