

ULTRASOUNDVET 200

ULTRASUONOTERAPIA

LA TERAPIA CON ULTRASOUNDVET 200 È EFFICACE NEL TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE TENDINEE, MUSCOLARI E LEGAMENTOSE DEGLI ANIMALI DOMESTICI. È ALTRESÌ UTILIZZATA IN PRESENZA DI ADERENZE CICATRIZIALI E RIGIDITÀ ARTICOLARE.

PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE E CAVALLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display

Dimensione 2.6", retroilluminato

Uscite

1 con manipolo di Ø mm 42

Frequenza

1MHz

Potenza

1,4W/cm², ±20%

Duty Cycle

Da 10% a 100% a step di 10%

Emissione

Continua e pulsata

Modalità

A contatto diretto e a immersione

Alimentazione

- Rete
- Pacco batteria (opzionale)

Dimensioni


mm 100x160x35

Peso

gr 440

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Dispositivo ULTRASOUNDVET 200
- 1 Manipolo Ø mm 42 - IP 68
- 1 Confezione di gel da 260 ml
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



CE



PROGRAMMABILE



ALIMENTAZIONE A RETE

ULTRASOUNDVET 200

UTRASUONOTERAPIA

Rev. It_03_2021

ELENCO PROGRAMMI

CANE (di peso superiore a 15 kg)

Contrattura muscolare arti posteriori

Osteoartrite cronica

Aderenze cicatriziali

CAVALLO

Tendinite profonda fase 1

Tendinite profonda fase 2

Contrattura muscolare