

# MIO-PERISTIM

Mio-Peristim è l'elettrostimolatore progettato per il trattamento di problemi legati all'incontinenza maschile e femminile.

È in grado di stimolare la parete dei muscoli pelvici, responsabili del controllo della vescica, tonificandoli e rafforzandoli. Aumenta il controllo dei muscoli e diminuisce l'irritabilità della vescica.

CND Z12169002

REP 215200/R

**DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa**

Dispositivo medico certificato CE0068



## DOTAZIONE

- ✓ Elettroterapia TENS/NEMS/FES con display grafico
- ✓ 2 cavi di connessione elettrodi con 4 derivazioni (totale 8 elettrodi collegabili)
- ✓ Elettrodi adesivi pregellati
- ✓ Batteria interna ricaricabile Ni-Mh con nuova tecnologia LL (long-lasting) a bassa autoscarica
- ✓ Caricabatterie
- ✓ Clip di aggancio alla cintura
- ✓ Manuale d'uso e manuale delle posizioni elettrodi
- ✓ Borsa per il trasporto

## CARATTERISTICHE

- ✓ Elettroterapia a 2 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi
- ✓ Generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così il pericoloso effetto termico di polarizzazione possibile invece con uno stimolatore ad onda non compensata
- ✓ 9 programmi INCONTINENZA (urinaria e fecale)
- ✓ 14 programmi TENS
- ✓ 13 memorie libere TENS - NEMS
- ✓ Tastiera digitale con comandi semplici ed intuitivi
- ✓ Istruzioni sul programma in corso e tempo rimanente fornite direttamente sul display
- ✓ Funzionamento con batteria interna ricaricabile (estraibile)
- ✓ Display retroilluminato
- ✓ Intensità massima 200 mApp

## DIMENSIONI APPARECCHIO

114 X 68 X 26 mm

# MIO-PERISTIM

## PROGRAMMI

### 14 PROGRAMMI TENS

Tens convenzionale (rapido)

Tens endorfinico (ritardato)

Tens ai valori massimi

Antinfiammatorio

Cervicalgia/cefalea miotensiva

Lombalgia/sciatalgia

Distorsioni/contusioni

Vascolarizzazione

Decontratturante

Dolori mano e polso

Stimolazione plantare

Epicondilite

Epitrocleite

Periartrite

### 9 PROGRAMMI INCONTINENZA

Incontinenza urinaria da stress e fecale 1

Incontinenza urinaria da stress 2

Incontinenza urinaria da stress 3

Incontinenza urinaria da urgenza e fecale 1

Incontinenza urinaria da urgenza 2

Incontinenza urinaria da urgenza 3

Incontinenza urinaria mista e fecale 1

Incontinenza urinaria mista 2

Incontinenza urinaria mista 3

### 13 MEMORIE LIBERE

TENS mem 1

TENS mem 2

TENS mem 3

TENS mem 4

TENS mem 5

NEMS mem 1

NEMS mem 2

NEMS mem 3

NEMS mem 4

NEMS mem 5

TENS alternato su 2 canali

NEMS alternato su 2 canali

Test batteria

## COME FUNZIONA?

**MIO-PERISTIM** è un dispositivo studiato e dedicato in particolare al trattamento e cura dei problemi legati all'incontinenza urinaria e fecale. È dotato di 9 programmi specifici per l'incontinenza i quali possono essere eseguiti con le specifiche sonde fornite in dotazione o come accessori a richiesta.

**MIO-PERISTIM** è dotato inoltre di 14 programmi TENS per la terapia del dolore e di 13 memorie libere che consentono di impostare programmi per TENS (terapia antalgica) e NEMS (neurostimolazione muscolare).