

RESTART

È il dispositivo ad ultrasuoni adatto per tutti i trattamenti a carattere muscolare, tendineo e legamentoso. Inoltre, è ideale per ridurre inestetismi estetici come cellulite ed è l'alleato perfetto per fare massaggi drenanti e microlifting.

Il dispositivo può essere utilizzato dall'utente stesso o da un professionista, ad esempio un preparatore atletico.

DOTAZIONE

- ✓ Dispositivo portatile
- ✓ Alimentatore
- ✓ Batteria Ni-Mh AAA850mAh 4.8 V
- ✓ Gel per ultrasuoni
- ✓ Manuale d'uso
- ✓ Borsa per il trasporto



CARATTERISTICHE

- ✓ Dispositivo per trattamenti ad ultrasuoni
- ✓ Ultrasuono da 1MHz con potenza massima di 6.4W (con alimentatore collegato) e 3.2W (con batteria)
- ✓ Intensità massima sulla superficie 1.6W/cm² (con alimentatore collegato) e 0.8W/cm² (con batteria)
- ✓ Fascio ultrasonico collimato per una ottimale penetrazione attraverso i tessuti
- ✓ 3 livelli di intensità L (basso), M (medio) e H (alto)
- ✓ Funzionamento con alimentatore dedicato ed a batteria
- ✓ Adatto esclusivamente all'utilizzo di superficie (no immersione)

TRATTAMENTI

Muscolare

Tendineo/Legamentoso

Estetico

DIMENSIONI APPARECCHIO

204x63x58mm